albrecht©
FUNKTIONELLE REHABILITATION

CDS® Handgelenkschiene DUO

Handgelenkorthese zur dynamischen Redression

– Neues Design

– Redression in Extension und Flexion

– Arretierfunktion

– 20 % Gewichtsersparnis

– verschiedene konfektionierte Größen mit jetzt zusätzlich neuer Größe

– Einfache einhändige Bedienung

– Federkraft individuell einstellbar



Weitere Informationen

albrecht GmbH • CHIEMSEESTRASSE 81 • D-83233 BERNAU AM CHIEMSEE
TELEFON: +49 (0) 8051 961 29 - 0 • TELEFAX: +49 (0) 8051 961 29 - 30 • EMAIL: INFO@ALBRECHTGMBH.COM
WWW.ALBRECHTGMBH.COM • INTERNATIONALE SERVICE-HOTLINE: 00800 0 303 29 - 00

MADE IN GERMANY

CDS® Handgelenkschiene DUO - MIT NEUEM GELENK

Handgelenkorthese zur dynamischen Redression

HMV-Nr. 23.07.04.0XXX

Patente DE 199 04 554 / EP 1 482 881 / US 7,083,583 / DE 10 2015 012 320 / EP 3 146 944

Indikationen

– Gelenkkontraktur u. a. infolge:

- Wachkoma
- Zerebralparese
- genetischer Syndrome
- Epilepsie
- Spina bifida
- Beinaheertrinken
- Verbrennung
- Schlaganfall
- Rückenmarkverletzung
- Lähmung
- Schädelhirntrauma
- Konservativer Therapie von Kapselbandverletzung
- operativem Eingriff
- vor und nach Gelenkersatz
- Arthrose und chronischer Polyarthritis

– Zur Prävention erneuter Kontraktur nach Arthrolyse

Merkmale

– Therapie in Extension und Flexion

– Federkraft individuell einstellbar

– Anschläge in Flexion und Extension in 15°- Schritten einstellbar

– ROM-Bereich und Umschaltpunkt in 10°- Schritten durch 360°-Feature verstellbar

– Arretierfunktion: Einfaches An- und Ablegen der Orthese durch Feststellung des Gelenks in beliebiger Position. Immobilisierung möglich

– Redressionsbereich 160°

– Hoher Tragekomfort durch luftdurchlässige, leichte Aluminium-Schalenelemente und weicher Überzug am Handteil

– Große Flexibilität durch verstellbare, anpassbare Schalenelemente

– Fingerteil ist in Winkeleinstellung dem Behandlungsverlauf individuell anpassbar

– Einfaches Handling durch Schnellverschlüsse am Unterarm

Funktionsweise

Die CDS® Handgelenksschiene DUO basiert auf dem CDS®-Prinzip und dient der gleichzeitigen Behandlung eines Extensionsdefizits und Flexionsdefizits des Handgelenks. Durch den kontinuierlichen, wohldosierten Dauerzug stimuliert die Schiene das Wachstum der verletzten Strukturen in die Bewegungsrichtung sowie die Dehnung der verkürzten Strukturen. Der einstellbare Redressionsbereich schützt vor einer schädlichen Überdehnung des Gewebes.

Größen und Artikelnummern - NEUE GRÖßEN VERFÜGBAR

Größe	L/L	L/M	L/S	M/M
Gelenk	CDS® DUO Gelenk			
Schalen	Aluminiumschalen			
Länge am Unterarm medial [cm]*	21 - 23,5	21 - 23,5	21 - 23,5	17 - 19
Umfang am Unterarm [cm]	22 - 30	18 - 24	14 - 19	18 - 24
Breite Handplatte [cm]	10	8	6	8
Art.-Nr. links	930LL-L	930LM-L	930LS-L	930MM-L
Art.-Nr. rechts	930LL-R	930LM-R	930LS-R	930MM-R

*in Kombination mit dem jeweiligen Schalenset

albrecht GmbH • CHIEMSEESTRASSE 81 • D-83233 BERNAU AM CHIEMSEE
TELEFON: +49 (0) 8051 961 29 - 0 • TELEFAX: +49 (0) 8051 961 29 - 30 • EMAIL: INFO@ALBRECHTGMBH.COM
WWW.ALBRECHTGMBH.COM • INTERNATIONALE SERVICE-HOTLINE: 00800 0 303 29 - 00

MADE IN GERMANY