

JUNIOR

Elbo-track

Ellbogenführungsorthese mit Extensions- und/oder Flexionsbegrenzung

HMV-Nr. 23.08.03.0004

Patente: EP 0 956 837 / US 6,375,632

Indikationen

- Leichte bis mittlere Instabilität des Ellbogengelenks
- Posttraumatische und postoperative Ruhigstellung
- Geführte Bewegung des Ellbogengelenks

Merkmale

- Anschläge in Flexion und Extension werkzeuglos einstellbar
- Extensionsanschlag von 10° bis 100° in 10° Schritten einstellbar, somit physiologische Überstreckung möglich
- Flexionsanschlag von -0° bis 130° in 10° Schritten einstellbar
- Immobilisierung der Schiene zwischen -10° bis 130° in 10° Schritten einstellbar
- Individuell einstellbares Schalen- und Gurtsystem
- Einfaches Handling und hoher Tragekomfort



Optional einstellbarer Handgriff mit stufenlos justierbarer Immobilisierung des Handgelenks von 70° Pronation bis 70° Supination in jeder Position arretierbar erhältlich.

Optional Handauflage mit Winkeleinstellung - bewährte Technik aus der CDS® Handgelenkschiene - die sich dem Behandlungsverlauf individuell anpassen lässt, erhältlich.

Optional mit Tragegurt

Funktionsweise

Die **Elbo-track Ellbogenführungsorthese** stabilisiert und entlastet den Gelenk- und Bandapparat nach Bandverletzung bei der konservativen und postoperativen Rehabilitation. Die Schalen- und Gurtkonstruktion ermöglicht die komfortable und individuelle Anpassung der Schiene und trägt somit zu einem hohen Tragekomfort bei.

Größentabelle und Artikelnummernübersicht





Größe	Junior		Junior mit Handgriff		Bambini		Bambini mit Handgriff	
	Art.-Nr. links	Art.-Nr. rechts	Art.-Nr. links	Art.-Nr. rechts	Art.-Nr. links	Art.-Nr. rechts	Art.-Nr. links	Art.-Nr. rechts
Gelenk	ROM Nano Gelenk							
Schalen	Textilschalen im Unterarm							
Länge am Oberarm medial	17 - 20 cm		17 - 20 cm		14 - 17 cm		14 - 17 cm	
Länge am Unterarm medial	17,5 cm		17,5 cm		14,5 cm		14,5 cm	
Umfang am Oberarm	15 - 21 cm		15 - 21 cm		14 - 17,5 cm		14 - 17,5 cm	
Umfang am Unterarm	14 - 19 cm		14 - 19 cm		12 - 14 cm		12 - 14 cm	
Pink	850SS-PL	850SS-PR	8501SS-PL	8501SS-PR	850XSXS-PL	850XSXS-PR	8501XSXS-PL	8501XSXS-PR
Grün	850SS-GL	850SS-GR	8501SS-GL	8501SS-GR	850XSXS-GL	850XSXS-GR	8501XSXS-GL	8501XSXS-GR
Blau	850SS-BL	850SS-BR	8501SS-BL	8501SS-BR	850XSXS-BL	850XSXS-BR	8501XSXS-BL	8501XSXS-BR
Orange	850SS-OL	850SS-OR	8501SS-OL	8501SS-OR	850XSXS-OL	850XSXS-OR	8501XSXS-OL	8501XSXS-OR

Zubehör

	Art.-Nr. links	Art.-Nr. rechts
Handgriff S	991S-HL	991S-HR
Einstellbarer Handgriff S	993S-HL	993S-HR
Einstellbare Handauflage S, Breite 6 cm	994S-HL	994S-HR
Tragegurt S	580-210-S	

Austauschsets Polster und Gurte

Austauschsets Elbo-track

Größe	Junior		Bambini	
	Art.-Nr. links	Art.-Nr. rechts	Art.-Nr. links	Art.-Nr. rechts
Pink 	203SS-PL	203SS-PR	203XSXS-PL	203XSXS-PR
Grün 	203SS-GL	203SS-GR	203XSXS-GL	203XSXS-GR
Blau 	203SS-BL	203SS-BR	203XSXS-BL	203XSXS-BR
Orange 	203SS-OL	203SS-OR	203XSXS-OL	203XSXS-OR

Weitere Sets

	Art.-Nr.
Austauschset Polster und Gurte Handgriff S	211S
Austauschset Polster und Gurte Einstellbarer Handgriff S	212S
Austauschset Polster und Gurte Einstellbare Handauflage S, Breite 6 cm	213S
	Art.-Nr.
Set Befestigungsmaterial für Polster und Gurte (Klett- und Flauschband, je 30 cm)	285

Bedeutung der Maßangaben

