

JUNIOR

Hypex® Lite Knieschiene

Knieführungsohrthese mit 4-Punkt-Prinzip und Extensions-/Flexionsbegrenzung

HMV-Nr. 23.04.03.2014


Patente: EP 0 956 837 / US 6,375,632

Indikationen

- Kollateralbandverletzung
- Kreuzbandruptur
- Meniskusverletzung
- Nach Quadrizepssehnenruptur
- Femurcondylenfraktur
- Patellafraktur
- Tibiakopffraktur
- Nach Meniskusrekonstruktion
- Nach Mikrofrakturierung, Pridiebohrung
- Nach Abrasionschondroplastik
- Nach Knorpeltransplantation
- Nach Umstellungsosteotomie
- Nach Implantation eines Kollagenmeniskusimplantats
- Patellaluxation
- Mittlere Instabilität des Kniegelenks
- Genu recurvatum

Merkmale

- Hoher Tragekomfort durch luftdurchlässige, leichte Textilschalen
- Individuell einstellbares Gurtsystem
- Anschläge werkzeuglos einstellbar
- Extensionsanschlag von -10° bis 100° in 10° Schritten einstellbar, somit physiologische Überstreckung möglich
- Flexionsanschlag von -10° bis 130° in 10° Schritten einstellbar
- Immobilisierung der Schiene von -10° bis 100° in 10° Schritten einstellbar
- Einfaches Handling



Funktionsweise

Die Hypex® Lite Knieführungsohrthese stabilisiert und entlastet das Kniegelenk bei der konservativen und postoperativen Rehabilitation. Die Schalen- und Gurtsystemkonstruktion ermöglicht die komfortable und individuelle Anpassung der Schiene und trägt somit zu einem hohen Tragekomfort bei, wobei ein Verrutschen verhindert wird.





Größentabelle und Artikelnummernübersicht

Größe	Junior		Bambini		Malinki	
Gelenk	ROM Nano Gelenk					
Schalen	Textilschalen					
Umfang am Oberschenkel	30 - 40 cm		25 - 35 cm		20 - 30 cm	
Umfang am Unterschenkel	22 - 32 cm		20 - 30 cm		15 - 25 cm	
Länge am Oberschenkel medial *	18 cm		15 cm		12 cm	
Länge am Unterschenkel medial *	20 cm		18 cm		15 cm	
	Art.-Nr. links	Art.-Nr. rechts	Art.-Nr. links	Art.-Nr. rechts	Art.-Nr. links	Art.-Nr. rechts
Pink	804SS-PL	804SS-PR	804XSXS-PL	804XSXS-PR	804XXS-PL	804XXS-PR
Grün	804SS-GL	804SS-GR	804XSXS-GL	804XSXS-GR	804XXS-GL	804XXS-GR
Blau	804SS-BL	804SS-BR	804XSXS-BL	804XSXS-BR	804XXS-BL	804XXS-BR
Orange	804SS-OL	804SS-OR	804XSXS-OL	804XSXS-OR	804XXS-OL	804XXS-OR

* in Kombination mit dem jeweiligen Schalenset

Einzelmodule für den modularen Zusammenbau

Schalenset Oberschenkel

Größe	Junior		Bambini		Malinki	
Umfang am Oberschenkel	30 - 40 cm		25 - 35 cm		20 - 30 cm	
	Art.-Nr. links	Art.-Nr. rechts	Art.-Nr. links	Art.-Nr. rechts	Art.-Nr. links	Art.-Nr. rechts
Pink 	832SS-PL	832SS-PR	832XSXS-PL	832XSXS-PR	832XXS-PL	832XXS-PR
Grün 	832SS-GL	832SS-GR	832XSXS-GL	832XSXS-GR	832XXS-GL	832XXS-GR
Blau 	832SS-BL	832SS-BR	832XSXS-BL	832XSXS-BR	832XXS-BL	832XXS-BR
Orange 	832SS-OL	832SS-OR	832XSXS-OL	832XSXS-OR	832XXS-OL	832XXS-OR







Gelenksets

Größe	Junior		Bambini		Malinki	
Länge am Oberschenkel medial *	18 cm		15 cm		12 cm	
Länge am Unterschenkel medial *	20 cm		18 cm		15 cm	
	Art.-Nr. links	Art.-Nr. rechts	Art.-Nr. links	Art.-Nr. rechts	Art.-Nr. links	Art.-Nr. rechts
	820-820-S	820-821-S	820-822-S	820-823-S	820-824-S	820-825-S



* in Kombination mit dem jeweiligen Schalenset





Schalenset Unterschenkel

Größe	Junior		Bambini		Malinki	
Umfang am Unterschenkel	22 - 32 cm		20 - 30 cm		15 - 25 cm	
	Art.-Nr. links	Art.-Nr. rechts	Art.-Nr. links	Art.-Nr. rechts	Art.-Nr. links	Art.-Nr. rechts
Pink 	833SS-PL	833SS-PR	833XSXS-PL	833XSXS-PR	833XXS-PL	833XXS-PR
Grün 	833SS-GL	833SS-GR	833XSXS-GL	833XSXS-GR	833XXS-GL	833XXS-GR
Blau 	833SS-BL	833SS-BR	833XSXS-BL	833XSXS-BR	833XXS-BL	833XXS-BR
Orange 	833SS-OL	833SS-OR	833XSXS-OL	833XSXS-OR	833XXS-OL	833XXS-OR



Austauschsets Polster und Gurte

Austauschsets Hypex®Lite

Größe	Junior		Bambini		Malinki	
	Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
Pink 	201SS-P		201XSXS-P		201XXS-P	
Grün 	201SS-G		201XSXS-G		201XXS-G	
Blau 	201SS-B		201XSXS-B		201XXS-B	
Orange 	201SS-O		201XSXS-O		201XXS-O	

Weitere Sets

	Art.-Nr.
Set Befestigungsmaterial für Polster und Gurte (Klett- und Flauschband, je 30 cm)	285

Bedeutung der Maßangaben

