

halluxsan®

Hallux Valgus Schiene zur dynamischen Redression mit einstellbarem Federgelenk

HMV-Nr. 23.01.01.1003

Patente: DE 10 2008 049 854

Indikationen

- Behandlung ohne Operation bei moderatem Hallux Valgus sowie zur Vorbeugung
- Behandlung vor einer Operation zur Vorbereitung der Weichteilsituation
- Behandlung nach einer Operation zur Stabilisierung des OP-Ergebnisses und ggf. zur Nachkorrektur

Merkmale

- Therapie in die physiologische Grundstellung der Großzehe
- **Schmerzreduktion**
- Federkraft individuell und werkzeuglos einstellbar
- Individuell einstellbares Gurtsystem
- Einfaches Handling und hoher Tragekomfort
- In vier Farben erhältlich

Optional geeignete Socken erhältlich.



Funktionsweise

Die halluxsan® basiert auf dem CDS®-Prinzip und dient zur Behandlung des Hallux Valgus. Durch den dynamischen Dauerzug stimuliert die Schiene das Wachstum des verkürzten Gewebes und lindert die Schmerzen. **Die stufenlos einstellbare Redressionskraft schützt vor einer schädlichen Überdehnung des Gewebes.**



Größentabelle und Artikelnummernübersicht

Farbe	grün		schwarz		pink		grau	
	Art.-Nr. links	Art.-Nr. rechts	Art.-Nr. links	Art.-Nr. rechts	Art.-Nr. links	Art.-Nr. rechts	Art.-Nr. links	Art.-Nr. rechts
	940A-L	940A-R	940AS-L	940AS-R	940AP-L	940AP-R	940AG-L	940AG-L

Optional paarweise erhältlich: geeignete Socken in schwarz

EU-Schuhgröße	35 - 38
	Art.-Nr. links und rechts
	70001



Bedeutung der Maßangaben

