

Armschlinge

Schultergelenkorthese zur Immobilisierung in definierter Position

HMV-Nr. 23.09.01.0XXX

Indikationen

- Präoperativ
- Postoperativ
- Posttraumatisch
- Subcapitale Humerusfraktur, wenn eine adäquate Fixierung mit Verbandmitteln nicht möglich ist.

Merkmale

- Teilelastisches Bandagenmaterial
- Individuell anpassbarer Gurtverlauf



Funktionsweise

Die **Armschlinge** ist eine Orthese zur Ruhigstellung des Schultergelenks in definierter Position. Sie besteht aus festem, textilen Trägermaterial mit Klettverschlüssen. Durch eine entsprechende Gurtführung wird die Beweglichkeit des Schultergelenks in einer definierten Position eingeschränkt bzw. das Schultergelenk immobilisiert.

Größen und Artikelnummern

Größe	Länge der Armschlinge	Art.-Nr.
S	38 cm	37-6000
M	44 cm	37-6001
L	50 cm	37-6002

Bedeutung der Maßangaben

