

# Baseball Splint\*

## Fingerschiene gepolstert

### Indikationen

- Zur Stabilisierung des Interphalangealgelenks nach Verletzung des vorderen Fingergelenks, Fraktur des Fingerendgelenks und bei schwerer Prellung und Verstauchung.



### Größen und Artikelnummern

Größe	S	M	L
Länge [cm]	9	10,5	12,5
Art.-Nr.	11111	11121	11131

Verpackungseinheit 12 Stück. Größen können gemischt werden

\* **Hersteller:** Brownmed Inc., 1300 Lundberg Drive West, Spirit Lake, IA 51360-7246, USA  
**EU-Repräsentant:** CEpartner4U BV, Esdoornlaan 13, NL-3951 DB Maarn