


Ellbogenführungsorthese mit Extensions- und/oder Flexionsbegrenzung

HMV-Nr. 23.08.03.0004

Patente EP 0 956 837 / US 6,375,632 / weitere Patente angemeldet

Größen  Dieses Produkt ist auch in Kindergrößen verfügbar.

Indikationen

- Leichte bis mittlere Instabilität des Ellbogengelenks
- Posttraumatische und postoperative Ruhigstellung
- Geführte Bewegung des Ellbogengelenks

Optional einstellbarer Handgriff mit stufenlos justierbarer Immobilisierung des Handgelenks von 70° Pronation bis 70° Supination in jeder Position arretierbar erhältlich.

Optional Handauflage mit Winkeleinstellung – bewährte Technik aus der CDS® Handgelenkschiene – die sich dem Behandlungsverlauf individuell anpassen lässt, erhältlich.

Optional mit Tragegurt

Merkmale

- Anschläge in Flexion und Extension werkzeuglos einstellbar
- Extensionsanschlag von 0° bis 135° einstellbar
- Flexionsanschlag in 15°-Schritten von 0° bis 120° einstellbar
- Immobilisierung der Schiene zwischen 0° und 135° einstellbar
- Individuell einstellbares Schalen- und Gurtsystem
- Einfaches Handling und hoher Tragekomfort
- **Elbo-track L/L und M/M:** Aluminiumschalen mit ROM Gelenk
- **Elbo-track S/S und XS/XS:** Textilschalen am Unterarm mit ROM Nano Gelenk



Funktionsweise

Die **Elbo-track Ellbogenführungsorthese** stabilisiert und entlastet den Gelenk- und Bandapparat nach Bandverletzung bei der konservativen und postoperativen Rehabilitation. Die Schalen- und Gurtkonstruktion ermöglicht die komfortable und individuelle Anpassung der Schiene und trägt somit zu einem hohen Tragekomfort bei. Der einstellbare Extensionsanschlag von 0° bis 135° erlaubt eine individuelle endgradige Streckung.

Größen und Artikelnummern

Bezeichnung	Länge am Oberarm medial	Länge am Unterarm medial	Umfang am Oberarm	Umfang am Unterarm	Art.-Nr. links	Art.-Nr. rechts
Elbo-track L/L	17 - 21 cm	20 - 24 cm	28 - 39 cm	22 - 30 cm	850LL-L	850LL-R
Elbo-track L/L mit Handgriff	17 - 21 cm	20 - 24 cm	28 - 39 cm	22 - 30 cm	8501LL-L	8501LL-R
Elbo-track M/M	17 - 20,5 cm	19 - 22 cm	20 - 30 cm	18 - 24 cm	850MM-L	850MM-R
Elbo-track M/M mit Handgriff	17 - 20,5 cm	19 - 22 cm	20 - 30 cm	18 - 24 cm	8501MM-L	8501MM-R
Elbo-track S/S	17 - 20 cm	17,5 cm	15 - 21 cm	14 - 19 cm	850SS-L	850SS-R
Elbo-track S/S mit Handgriff	17 - 20 cm	17,5 cm	15 - 21 cm	14 - 19 cm	8501SS-L	8501SS-R
Elbo-track XS/XS	14 - 17 cm	14,5 cm	14 - 17,5 cm	12 - 14 cm	850XSXS-L	850XSXS-R
Elbo-track XS/XS mit Handgriff	14 - 17 cm	14,5 cm	14 - 17,5 cm	12 - 14 cm	8501XSXS-L	8501XSXS-R
Handgriff L, Handgriff S					991L-HL, 991S-HL	991L-HR, 991S-HR
Einstellbarer Handgriff L, Einstellbarer Handgriff S					993L-HL, 993S-HL	993L-HR, 993S-HR
Einstellbare Handauflage L, Breite 10 cm					994L-HL	994L-HR
Einstellbare Handauflage M, Breite 8 cm					994M-HL	994M-HR
Einstellbare Handauflage S, Breite 6 cm					994S-HL	994S-HR
Tragegurt L, Tragegurt S					580-200-S	580-210-S

Bedeutung der Maßangaben

