

Überbrückungsorthese mit Mobilisierungsfunktion

HMV-Nr. 23.14.02.1004

Indikationen

- Schwere Lumboischialgie
- Schweres Lumbalsyndrom
- Spondylolisthese
- Facettensyndrom
- Spinalkanalstenose
- Stabile Wirbelkörperfraktur
- Morbus Scheuermann
- Tumor
- Spondylitis
- Degenerative LWS Veränderung
- Insuffizienz der Bauch- und Lendenmuskulatur

Merkmale

- Festes, hohes, geteiltes Abdominalteil mit Klettverschluss
- Teilelastisches Bandagenmaterial
- Seitliche Verstärkungsstäbe
- Modulare Rahmenkonstruktion mit Thorax- und Beckenspanne
- Individueller Gurtverlauf












Funktionsweise

Die MKS® Lumbo forte basiert auf dem Überbrückungsprinzip. Das breite Leibteil mit den zusätzlichen Seitengurten und der modularen Rahmenkonstruktion bewirkt eine Entlordosierung der Lendenwirbelsäule und entlastet somit diesen Bereich. Durch Auf- und Abrüstoptionen wird die Mobilisierungsfunktion ermöglicht.

Größen und Artikelnummern

Größe	1	2	3	4	5	6
Leibumfang [cm]	60 - 70	70 - 80	80 - 90	90 - 105	105 - 120	120 - 135
vordere Höhe: 25 cm Rückenhöhe: 32 cm	787-11	787-21	787-31	787-41	787-51	787-61
vordere Höhe: 30 cm Rückenhöhe: 38 cm	787-12	787-22	787-32	787-42	787-52	787-62

Optionale Rückenstäbe aus Federbandstahl zum Abrüsten:
 28 cm – Art.-Nr.: 221-021-S (für Rückenhöhe 32 cm)
 34 cm – Art.-Nr.: 221-022-S (für Rückenhöhe 38 cm)

Teilebezeichnung	Art.-Nr.	Standardmäßig enthalten in den Produkten Art.-Nr. 787...													
		11	21	31	41	51	61	12	22	32	42	52		62	
MKS® Thoraxspange 45 cm	422-014-S	•	•	•				•	•	•					
MKS® Beckenspange 45 cm	422-015-S	•	•	•				•	•	•					
MKS® Thoraxspange 60 cm	422-012-S				•	•	•					•	•	•	
MKS® Beckenspange 60 cm	422-013-S				•	•	•					•	•	•	
MKS® Rückenstabset 25 cm	221-005-S	•	•	•	•	•	•								
MKS® Rückenstabset 32 cm	221-006-S							•	•	•	•	•	•	•	
MKS® Lumbo forte Gurtset	787-gt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Leibteil Lumbo forte 11	581-101-S	•													
Leibteil Lumbo forte 21	581-102-S		•												
Leibteil Lumbo forte 31	581-103-S			•											
Leibteil Lumbo forte 41	581-104-S				•										
Leibteil Lumbo forte 51	581-105-S					•									
Leibteil Lumbo forte 61	581-106-S						•								
Leibteil Lumbo forte 12	581-107-S							•							
Leibteil Lumbo forte 22	581-108-S								•						
Leibteil Lumbo forte 32	581-109-S									•					
Leibteil Lumbo forte 42	581-110-S										•				
Leibteil Lumbo forte 52	581-111-S											•			
Leibteil Lumbo forte 62	581-112-S												•		
MKS® Lumbo Rückenabdeckung Höhe 1	422-016-S	•	•	•	•	•	•								
MKS® Lumbo Rückenabdeckung Höhe 2	422-017-S							•	•	•	•	•	•	•	

Bei Bestellungen bitte kopieren
und ausgefüllt senden.
E-Mail: info@albrechtgmbh.com
Fax: 08051-961 29 30

Maßblatt Rumpf

Bestellung Kostenvoranschlag

Datum: _____

Sanitätshaus: _____


Kundennummer: _____

Orthopädietechniker: _____

Patienten ID: _____

Produktname

- MKS® Leibteil
- MKS® Leibteil plus
- MKS® Vario
- MKS® Lumbago
- MKS® Lumbago plus
- MKS® Lumbago Vario
- MKS® Pontsana®
- MKS® Pontsana® plus
- MKS® Pontsana® mobil
- MKS® Pontsana® stabil
- MKS® Osteo
- MKS® Osteo plus
- MKS® Osteo flex
- MKS® Osteo flex plus
- MKS® Lumbo
- MKS® Lumbo forte
- MKS® Lumbo plus
- MKS® Lumbo forte plus
- MKS® Lumbo mobil
- MKS® Lumbo fenestra
- MKS® Extensa
- MKS® Extensa plus
- MKS® Thorecta
- MKS® Thorecta plus
- MKS® Rumpf-Kompressions-Bandage
- sonstige: _____



Technische Umsetzung (von albrecht ausgefüllt)

- Größenmodifikation
- modulare Änderung

Art.-Nr.: _____

Freigabe: _____