

Flexionsorthese mit Mobilisierungsfunktion durch Auf- und Abrüstoption

HMV-Nr. 23.14.02.2008

Indikationen

- Schwerste Lumboischialgie ohne absolute OP-Indikation
- Bei OP-Kontraindikation
- Bei Patienten, die eine OP ablehnen
- Schwerstes radikuläres, pseudoradikuläres Lumbalsyndrom (konservativ therapieresistent)
- Spondylolisthese mit schwerer Lumboischialgie
- Schwere lumbale Deformität mit Hypermobilität bei Facettensyndrom/Arthrose
- Nach Wirbelsäulen-OP, z.B.: Fusion dorso-ventral/dorso-lateral, Spinalkanaldekompensation, ein-etagig mit Deformität und mehr-etagig
- Bandscheiben-OP mit großem Prolaps
- Lumbale Instabilität
- Spinalkanalstenose mit Parese und OP-Kontraindikation
- Wirbelfraktur posttraumatisch mit erheblichem Wirbelkörperschaden

Merkmale

- Frontpelotte
- Teilelastisches Bandagenmaterial
- Seitliche Verstärkungsstäbe
- Festes Abdominalteil mit Mikroklettverschluss
- Modulare Rahmenkonstruktion mit Thorax- und Beckenspanne
- Individueller Gurtverlauf
















BWK 9 bis LWK 5

Funktionsweise

Die Funktion der MKS® Lumbo mobil basiert auf dem Überbrückungsprinzip. Das breite Leibteil mit den zusätzlichen Seitengurten bewirkt eine Entlordosierung der Lendenwirbelsäule und entlastet somit diesen Bereich. Durch Auf- und Abrüstoptionen wird die Mobilisierungsfunktion ermöglicht.

Größen und Artikelnummern

Größe	1	2	3	4	5	6	51	61
Leibumfang [cm]	60 - 70	70 - 80	80 - 90	90 - 105	105 - 120	120 - 135	105 - 120	120 - 135
vordere Höhe [cm]	18	18	18	18	18	18	18	18
Rückenhöhe [cm]	32	32	34	34	38	38	34 (reduziert)	34 (reduziert)
Art.-Nr.	789-1	789-2	789-3	789-4	789-5	789-6	789-51	789-61

Teilebezeichnung	Art.-Nr.	Standardmäßig enthalten in den Produkten Art.-Nr. 789...								
		1	2	3	4	5	6	51	61	
MKS® Thoraxspange 45 cm	422-014-S	•	•	•						
MKS® Beckenspange 45 cm	422-015-S	•	•	•						
MKS® Thoraxspange 60 cm	422-012-S				•	•	•	•	•	
MKS® Beckenspange 60 cm	422-013-S				•	•	•	•	•	
MKS® Rückenstabset 25 cm	221-005-S	•	•	•	•			•	•	
MKS® Rückenstabset 32 cm	221-006-S					•	•			
MKS® Lumbo mobil Verschlussgurtung	581-055-S	•	•	•	•	•	•	•	•	
MKS® Frontpelotte	761-051-S	•	•	•	•	•	•	•	•	
MKS® Leibteil mobil Gr. 1	581-301-S	•								
MKS® Leibteil mobil Gr. 2	581-302-S		•							
MKS® Leibteil mobil Gr. 3	581-303-S			•						
MKS® Leibteil mobil Gr. 4	581-304-S				•					
MKS® Leibteil mobil Gr. 5	581-305-S					•				
MKS® Leibteil mobil Gr. 6	581-306-S						•			
MKS® Leibteil mobil Gr. 51	581-3051-S							•		
MKS® Leibteil mobil Gr. 61	581-3061-S								•	
MKS® Lumbo Rückenabdeckung Höhe 1	422-016-S	•	•	•	•			•	•	
MKS® Lumbo Rückenabdeckung Höhe 2	422-017-S					•	•			
Seitengurtung Gr. 1	581-201-S	•								
Seitengurtung Gr. 2	581-202-S		•							
Seitengurtung Gr. 3	581-203-S			•						
Seitengurtung Gr. 4	581-204-S				•					
Seitengurtung Gr. 5	581-205-S					•				
Seitengurtung Gr. 6	581-206-S						•			
Seitengurtung Gr. 51	581-2051-S							•		
Seitengurtung Gr. 61	581-2061-S								•	
Rückenstabset 24 / 26 cm Federband- stahl	221-020-S	•	•							
Rückenstabset 28 cm Federbandstahl	221-021-S			•	•			•	•	
Rückenstabset 34 cm Federbandstahl	221-022-S					•	•			

Bei Bestellungen bitte kopieren
und ausgefüllt senden.
E-Mail: info@albrechtgmbh.com
Fax: 08051-961 29 30

Maßblatt Rumpf

Bestellung Kostenvoranschlag

Datum: _____

Sanitätshaus: _____


Kundennummer: _____

Orthopädietechniker: _____

Patienten ID: _____

Produktname

- MKS® Leibteil
- MKS® Leibteil plus
- MKS® Vario
- MKS® Lumbago
- MKS® Lumbago plus
- MKS® Lumbago Vario
- MKS® Pontsana®
- MKS® Pontsana® plus
- MKS® Pontsana® mobil
- MKS® Pontsana® stabil
- MKS® Osteo
- MKS® Osteo plus
- MKS® Osteo flex
- MKS® Osteo flex plus
- MKS® Lumbo
- MKS® Lumbo forte
- MKS® Lumbo plus
- MKS® Lumbo forte plus
- MKS® Lumbo mobil
- MKS® Lumbo fenestra
- MKS® Extensa
- MKS® Extensa plus
- MKS® Thorecta
- MKS® Thorecta plus
- MKS® Rumpf-Kompressions-Bandage
- sonstige: _____



Technische Umsetzung (von albrecht ausgefüllt)

- Größenmodifikation
- modulare Änderung

Art.-Nr.: _____

Freigabe: _____