

Überbrückungsorthese mit stabilem Rahmen

HMV-Nr. 23.14.04.1011

Indikationen

- Schwere Lumboischialgie mit muskulärem Ausfall bei erheblicher Bandscheibenprotrusion/Prolaps ohne absolute OP-Indikation
- Schweres radikuläres, pseudoradikuläres Lumbalsyndrom (konservativ therapieresistent)
- Spondylolisthese mit rezidivierender Lumboischialgie
- Schwere lumbale Deformität bei Facettensyndrom/Arthrose
- Spinalkanaldekompensation ein-etagig ohne Deformität
- Nach Bandscheiben-OP ohne verbliebene Parese bei ausgeräumter Bandscheibe
- Bandscheiben-OP ein-etagig
- Spinalkanalstenose mit kurzer Gehstrecke ohne starke Paresen
- Wirbelfraktur posttraumatisch geringen Ausmaßes
- Pathologische Fraktur, z.B. plasmozytom-drohende Fraktur
- Stabile, konservativ beherrschbare Fraktur
- ISG-Reizzustand

Merkmale

- Stabiler, konturanpassender Überbrückungsrahmen
- Teilelastisches Bandagenmaterial
- Festes Abdominalteil mit Mikrolettverschluss
- Überbrückungsstäbe aus Federbandstahl
- Seitliche Verstärkungsstäbe
- Zusätzliche, geteilte, stabile Seitengurtung



Funktionsweise

Die Funktion der MKS® Pontsana® stabil basiert auf dem Überbrückungsprinzip. Das breite Leibteil mit den zusätzlichen Seitengurten und dem stabilen, konturanpassenden Überbrückungsrahmen bewirkt eine Entlordosierung der Lendenwirbelsäule und entlastet und stabilisiert somit diesen Bereich.

Größen und Artikelnummern

Größe	1	2	3	4	5	6	51	61
Leibumfang [cm]	60 - 70	70 - 80	80 - 90	90 - 105	105 - 120	120 - 135	105 - 120	120 - 135
vordere Höhe [cm]	18	18	18	18	18	18	18	18
Rückenhöhe [cm]	32	32	34	34	38	38	34 (reduziert)	34 (reduziert)
Art.-Nr.	582-881-S	582-882-S	582-883-S	582-884-S	582-885-S	582-886-S	582-8851-S	582-8861-S

Reduzierte Höhe

vordere Höhe [cm]	14	14	14	14	14	14
Rückenhöhe [cm]	26	26	26	26	26	26
Art.-Nr.	582-881N-S	582-882N-S	582-883N-S	582-884N-S	582-885N-S	582-886N-S

Maßblatt Rumpf

Bei Bestellungen bitte kopieren und ausgefüllt senden.
E-Mail: info@albrechtgmbh.com
Fax: 08051-961 29 30

Bestellung Kostenvoranschlag

Datum: _____

Sanitätshaus: _____

Kundennummer: _____

Orthopädietechniker: _____

Patienten ID: _____

Produktname

- MKS® Leibteil
- MKS® Leibteil plus
- MKS® Vario
- MKS® Lumbago
- MKS® Lumbago plus
- MKS® Lumbago Vario
- MKS® Pontsana®
- MKS® Pontsana® plus
- MKS® Pontsana® mobil
- MKS® Pontsana® stabil
- MKS® Osteo
- MKS® Osteo plus
- MKS® Osteo flex
- MKS® Osteo flex plus
- MKS® Lumbo
- MKS® Lumbo forte
- MKS® Lumbo plus
- MKS® Lumbo forte plus
- MKS® Lumbo mobil
- MKS® Lumbo fenestra
- MKS® Extensa
- MKS® Extensa plus
- MKS® Thorecta
- MKS® Thorecta plus
- MKS® Rumpf-Kompressions-Bandage
- sonstige: _____

Leibhöhe
Maximale vordere Höhe des textilen Leibteils

Höhe Vorderteil
Gemessen von der Oberkante des Schambeins bis zum Brustbein (ca. 3-4 cm unter dem Schlüsselbein)

Leibumfang
Gemessen an der Mitte des Rumpfes (über dem Bauchnabel)

Rückenhöhe Reklination
Gemessen vom Kreuzbein (Anfang Gesäßfalte) bis ca. 2-3 cm unter Halswirbel C7

Rückenhöhe
Gemessen vom Kreuzbein bis ca. 2-3 cm unter den Schulterblattspitzen



Technische Umsetzung (von albrecht ausgefüllt)

- Größenmodifikation
- modulare Änderung

Art.-Nr.: _____

Freigabe: _____