

Kompressionsbandage mit Auf-/Abrüstooption

Indikationen

- Vorbeugung eines Blutrückstaus
- Anlegen während des Umlagerens des Patienten

Merkmale

- Teilelastisches Bandagenmaterial
- Abdominalteil mit Klettverschluss
- Individueller Gurtverlauf
- Abnehmbare zusätzliche doppelte Seitengurtung

Funktionsweise

Die Funktion der MKS® Rumpf-Kompressions-Bandage basiert auf dem Kompressionsprinzip. Das Leibteil, welches aus mehreren Zügeln besteht und durch eine Seitengurtung individuell auf die Bedürfnisse des Patienten angepasst werden kann, übt einen Kompressionsdruck auf den Unterbauch aus und kann so dem Blutrückstau entgegenwirken.



Optionale Seitengurtung

Optional zusätzliche Seitengurtung, durch welche die Kompression weiter erhöht werden kann.

Größen und Artikelnummern

MKS Rumpf-Kompressionsbandage (4 Zügel)

Größe	1	2	3	4	5	6
Leibumfang [cm]	60 - 70	70 - 80	80 - 90	90 - 105	105 - 120	120 - 135
vordere Höhe [cm]	32	32	34	34	34	34
Rückenhöhe [cm]	32	32	34	34	34	34
Art.-Nr.	583-001-S	583-002-S	583-003-S	583-004-S	583-005-S	583-006-S

MKS Rumpf-Kompressionsbandage (3 Zügel)

Größe	1	2	3	4	5	6
Leibumfang [cm]	60 - 70	70 - 80	80 - 90	90 - 105	105 - 120	120 - 135
vordere Höhe [cm]	22	22	22	22	22	22
Rückenhöhe [cm]	22	22	22	22	22	22
Art.-Nr.	583-001N-S	583-002N-S	583-003N-S	583-004N-S	583-005N-S	583-006N-S

Maßblatt Rumpf

Bei Bestellungen bitte kopieren
und ausgefüllt senden.
E-Mail: info@albrechtgmbh.com
Fax: 08051-961 29 30

☐ Bestellung ☐ Kostenvoranschlag

Datum: _____

Sanitätshaus: _____

Kundennummer: _____

Orthopädietechniker: _____

Patienten ID: _____

Produktname

- ☐ MKS® Leibteil
- ☐ MKS® Leibteil plus
- ☐ MKS® Vario
- ☐ MKS® Lumbago
- ☐ MKS® Lumbago plus
- ☐ MKS® Lumbago Vario
- ☐ MKS® Pontsana®
- ☐ MKS® Pontsana® plus
- ☐ MKS® Pontsana® mobil
- ☐ MKS® Pontsana® stabil
- ☐ MKS® Osteo
- ☐ MKS® Osteo plus
- ☐ MKS® Osteo flex
- ☐ MKS® Osteo flex plus
- ☐ MKS® Lumbo
- ☐ MKS® Lumbo forte
- ☐ MKS® Lumbo plus
- ☐ MKS® Lumbo forte plus
- ☐ MKS® Lumbo mobil
- ☐ MKS® Lumbo fenestra
- ☐ MKS® Extensa
- ☐ MKS® Extensa plus
- ☐ MKS® Thorecta
- ☐ MKS® Thorecta plus
- ☐ MKS® Rumpf-Kompressions-Bandage
- ☐ sonstige: _____

Leibhöhe
Maximale vordere Höhe
des textilen Leibteils

Höhe Vorderteil
Gemessen von der
Oberkante des
Schambeins bis
zum Brustbein
(ca. 3-4 cm unter
dem Schlüsselbein)

Leibumfang
Gemessen an der Mitte
des Rumpfes (über dem
Bauchnabel)

**Rückenhöhe
Reklination**
Gemessen vom
Kreuzbein
(Anfang Gesäßfalte)
bis ca. 2-3 cm unter
Halswirbel C7

Rückenhöhe
Gemessen vom
Kreuzbein bis
ca. 2-3 cm unter den
Schulterblattspitzen



Technische Umsetzung (von albrecht ausgefüllt)

- ☐ Größenmodifikation
- ☐ modulare Änderung

Art.-Nr.: _____

Freigabe: _____