

CDS® Hybrid Gelenk

CDS® lock Nano Gelenk zur dynamischen Redression für den Einsatz in additiv gefertigten Orthesen

Optimierung für additive Fertigung

- Optimale Kraftübertragung zwischen Gelenk und gedruckter Aufnahme über Sechskant
- STL-Datei auf Anfrage erhältlich

Bewährte CDS® - Features des CDS® Gelenks 360°

- Individuell einstellbare Federkraft
- Werkzeugloses Ein- und Ausschalten der Redressionskraft ohne Veränderung der eingestellten Federkraft
- Einstellung der Lage des Redressionsbereichs über 360°-Feature
- ROM-Limitierung in Extensions- und Flexionsrichtung



EXPOLIFE



20. - 22. März 2025

Halle 5 | Stand D06

Wir freuen uns auf Sie!