



CDS® lock Kombinationsorthese Knie-Sprunggelenk

**Ganzbeinorthese zur dynamischen
Redression und Standsicherung
mit Sperrfunktion des
Kniegelenks**

Selbstrastende Sperre im Kniegelenk

Winkelposition der Sperre einstellbar

Modus „Freilauf“ ermöglicht das
Gehen kürzerer Transferstrecken
sowie den Einsatz in der Gehtherapie

Ermöglicht die Stehtherapie

lasttragende Konstruktion



Mechanische Fernbetätigung
der Sperre über Bowdenzüge und Sterngriff

Schnelles Aktivieren / Deaktivieren der Sperre
ohne Kraftaufwand

Einfache und werkzeuglose Handhabung
durch den Patienten

Einhändige Steuerung der Sperre durch
Parallelschaltung der Bowdenzüge