

Omosan Schultergelenkorthese

Schultergelenkorthese zur Führung und Stabilisierung

IN KÜRZE ERHÄLTlich

Die **Omosan Schultergelenkorthese** basiert auf einem Flaschenzugprinzip, das es ermöglicht, den gesamten Arm gegen die Schwerkraft nach oben zu ziehen. Dieser Zug kann individuell auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Patienten angepasst werden.



Rechts und links anwendbar

Orthese kann mit einer Hand angezogen werden

Universalgröße

Kombinierbar mit CDS®-Orthesen für die obere Extremität (mit Omosan Verbindungsset)

Klettfähige und kürzbare Gurte mit Y-Verschlüssen

Individuell auf den Patienten einstellbarer Zug

Steckverschlüsse zum einfachen Verbinden und Trennen der Orthese

Omosan Schultergelenkorthese Verbindungsset

Kombiniert die Omosan mit:

- CDS® Ellbogenschiene
- CDS® Ellbogenschiene DUO
- CDS® Handgelenkschiene
- CDS® Handgelenkschiene DUO
- CDS® Manusan
- CDS® Kombinationsorthese Ellbogen - Hand

Merkmale:

- Klettfähige und kürzbare Gurte mit Y-Verschlüssen
- Individuell auf den Patienten einstellbarer Zug
- Steckverschlüsse zum einfachen Verbinden und Trennen der Orthesen

Funktionsweise:

Die entlastende Funktionsweise der Omosan wirkt durch das Omosan Verbindungsset auch auf die am Arm bzw. Hand getragene Orthese.



Unsere Messetermine:

04. - 14.
September
2025

Chiemsee - Pferdefestival
Ising

CHIEMSEE
PFERDEFESTIVAL
LIFESTYLE • SPORT • KUNST • NATUR

23. - 24.
Oktober
2025

55. Apo Jahresausstellung
Fribourg, Schweiz



21. - 22.
November
2025

14. Jahreskongress der DKG
Wiesbaden

DKG  **DEUTSCHE
KNIEGESELLSCHAFT**

21. - 22.
November
2025

Neuroortho Jahrestagung
München

neuroortho

Weitere Informationen

