

Omosan

Schultergelenkorthese zur Führung und Stabilisierung

IN KÜRZE ERHÄLTlich

Die **Omosan** Schultergelenkorthese basiert auf einem Flaschenzugprinzip, das es ermöglicht, den gesamten Arm gegen die Schwerkraft nach oben zu ziehen.

Dieser Zug kann individuell auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Patienten angepasst werden.



Rechts und Links anwendbar

Einhändig anziehbar

Universalgröße

Kombinierbar mit den CDS® Orthesen für die oberen Extremitäten (mit dem Omosan Verbindungsset)

Größe und Artikelnummer

Bezeichnung	Omosan
Art.-Nr.	37-7000

Kombiniert die Omosan mit:

- CDS® Ellbogenschiene
- CDS® Ellbogenschiene DUO
- CDS® Handgelenkschiene
- CDS® Handgelenkschiene DUO
- CDS® Manusan
- CDS® Kombinationsorthese Ellbogen - Hand

Merkmale:

- Klettfähige und kürzbare Gurte mit Y-Verschlüssen
- Individuell auf den Patienten einstellbarer Zug
- Steckverschlüsse zum einfachen Verbinden und Trennen der Orthesen

Funktionsweise:

Die entlastende Funktionsweise der Omosan wirkt durch das Omosan Verbindungsset auch auf die am Arm bzw. Hand getragene Orthese.



Größe und Artikelnummer

Bezeichnung	Verbindungsset Omosan
Art.-Nr.	37-7100