albrecht
FUNKTIONELLE REHABILITATION

CDS® lock Knieschiene Extension

Knieorthese zur dynamischen Redression und Standsicherung mit Sperrfunktion des Kniegelenks



Mechanische Fernbetätigung
der Sperre über Bowdenzüge und Sterngriff

Schnelles Aktivieren / Deaktivieren der Sperre ohne Kraftaufwand

Einfache und werkzeuglose Handhabung durch den Patienten

Einhändige Steuerung der Sperre durch Parallelschaltung der Bowdenzüge

Selbstrastende Sperre im Kniegelenk

Einstellbare Winkelposition der Sperre

Lasttragende Konstruktion

Ermöglicht die Stehtherapie

Modus „Freilauf" ermöglicht das Gehen kürzerer Transferstrecken sowie den Einsatz in der Gehtherapie

Bekannte CDS® Features

Federkraft individuell einstellbar

Werkzeugloses Ein- und Ausschalten der Redressionskraft ohne Veränderung der eingestellten Federkraft

Einstellung der Lage des Redressionsbereichs über 360°-Feature

Therapie und ROM-Limitierung in Extensionsrichtung

albrecht GmbH • CHIEMSEESTRASSE 81 • D-83233 BERNAU AM CHIEMSEE
TELEFON: +49 (0) 8051 961 29 - 0 • TELEFAX: +49 (0) 8051 961 29 - 30 • EMAIL: INFO@ALBRECHTGMBH.COM
WWW.ALBRECHTGMBH.COM • INTERNATIONALE SERVICE-HOTLINE: 00800 0 303 29 - 00

MADE IN GERMANY

Wir arbeiten kontinuierlich daran, unsere Website zu aktualisieren, bestehende Inhalte zu überarbeiten und neue Themen hinzuzufügen.

Im Rahmen der aktuellen Überarbeitung sind nun auch Interviews mit Patient:Innen und deren Familien hinzugekommen. Sie geben persönliche und authentische Einblicke in das Leben mit Hilfsmitteln und zeigen unterschiedliche Erfahrungen und Perspektiven.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter

www.albrechtgmbh.com → Indikationen → Infantile Cerebralparese

oder scannen Sie den QR-Code.



„Auch wenn die Akzeptanz am Anfang schwerfällt, können Hilfsmittel den Alltag deutlich erleichtern und dabei helfen, selbständiger zu sein."

Name: Valeria
Alter: 15 Jahre



„Ich habe Cerebral palsy. Macht mich das anders? Ich weiß es nicht genau. Ich kenne nicht viele Leute, die das haben. Ich sehe keinen großen Unterschied, außer dass ich einen Rollstuhl habe."

Name: Elena
Alter: 9 Jahre

albrecht GmbH • CHIEMSEESTRASSE 81 • D-83233 BERNAU AM CHIEMSEE
TELEFON: +49 (0) 8051 961 29 - 0 • TELEFAX: +49 (0) 8051 961 29 - 30 • EMAIL: INFO@ALBRECHTGMBH.COM
WWW.ALBRECHTGMBH.COM • INTERNATIONALE SERVICE-HOTLINE: 00800 0 303 29 - 00

MADE IN GERMANY