gonasan SPORT OA Knieschiene

albrecht FUNKTIONELLE REHABILITATION

Knie-Orthese zur Entlastung im Drei-Punkt-Prinzip, einstellbar

Die gonasan SPORT OA Knieschiene entlastet den von Gonarthrose betroffenen Gelenkbereich, stabilisiert das Knie und unterstützt eine natürliche Bewegungsführung. Für mehr Komfort und Aktivität im Alltag.

- Physiologische Kniestellung durch Drei-Punkt-Prinzip
- Elastisches Wirknetz sorgt für Stabilisierung und Dämpfung von Belastungen
- Einfache Positionierung durch Patella-Ausschnitt und unelastische Klettverschlüsse
- Extensionslimitierung 0°/30°
- Flexionslimitierung 30°/60°/90°/120°
- Geringes Gewicht und extrem schlankes Design durch Beschränkung auf funktionale Komponenten



albrecht GmbH • CHIEMSEESTRASSE 81 • D-83233 BERNAU AM CHIEMSEE
TELEFON: +49 (0) 8051 961 29 - 0 • TELEFAX: +49 (0) 8051 961 29 - 30 • EMAIL: INFO@ALBRECHTGMBH.COM
WWW.ALBRECHTGMBH.COM • INTERNATIONALE SERVICE-HOTLINE: 00800 0 303 29 - 00

MADE IN GERMANY

albrecht
FUNKTIONELLE REHABILITATION

omosan Schultergelenkorthese

Schultergelenkorthese zur Führung und Stabilisierung

Die omosan Schultergelenkorthese basiert auf einem Flaschenzugprinzip, das es ermöglicht, den gesamten Arm gegen die Schwerkraft nach oben zu ziehen. Dieser Zug kann individuell auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Patienten angepasst werden.



- Rechts und links anwendbar
- Orthese kann mit einer Hand angezogen werden
- Universalgröße
- Kombinierbar mit CDS®-Orthesen für die obere Extremität (mit dem omosan Schultergelenkorthese Verbindungsset)
- Klettfähige und kürzbare Gurte mit Y-Verschlüssen
- Individuell auf den Patienten einstellbarer Zug
- Steckverschlüsse zum einfachen Verbinden und Trennen der Orthese

Weitere Informationen

albrecht GmbH • CHIEMSEESTRASSE 81 • D-83233 BERNAU AM CHIEMSEE
TELEFON: +49 (0) 8051 961 29 - 0 • TELEFAX: +49 (0) 8051 961 29 - 30 • EMAIL: INFO@ALBRECHTGMBH.COM
WWW.ALBRECHTGMBH.COM • INTERNATIONALE SERVICE-HOTLINE: 00800 0 303 29 - 00

MADE IN GERMANY